

BLUE WATER

Desinfektions- und Reinigungskonzentrat für Chemie-Toiletten

Anwendung

BLUE WATER ist ein flüssiges Desinfektions- und Reinigungskonzentrat zur Verwendung in allen Arten von Chemie-Toiletten.

Eigenschaften

BLUE WATER vernichtet durch seine Hygienewirkung Bakterien und Viren schnell und dauerhaft. Verhindert die Gasbildung im Sammelbehälter und zersetzt die organischen Feststoffe. Enthält kein Formaldehyd.

BLUE WATER wirkt schnell und zuverlässig und sorgt während der gesamten Anwendungsdauer für einen angenehmen Duft.

Technische Daten

Aussehen:	Blaue Flüssigkeit
Dichte:	1,01
pH-Wert:	6,6
Flammpunkt:	Nicht brennbar
Wasserlöslichkeit:	Löslich
Biolog. Abbaubarkeit:	Über 90%

Gebrauchsanweisung

Sammelbehälter entleeren und reinigen. 100 ml BLUE WATER pro 25 Liter Fassungsvermögen in den leeren Behälter geben (z.B. 200 ml in einen 50l-Behälter, 400 ml in einen 100l-Behälter usw.). Die Bedarfsmenge ist abhängig von Temperatur und Entleerungsintervall. In diesen Fällen sind gegebenenfalls täglich 20-30 ml Produkt je 25 Liter Fassungsvermögen hinzuzugeben.

Wichtiger Hinweis

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer Produkte ständig auf den letzten Stand. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umgang mit den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer Produkte ist sicherzustellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden.

Verpackung

Gebinde zu 10, 30 und 200 Kg.

Nur für den Berufsbedarf